

VistaPano S

Beispielaufnahmen




Beste Diagnose

17 Röntgenprogramme, inkl. 4 speziell für Kinder




Standard



Rechts




Front



Links




Kind Standard



Kind Rechts




Kind Front




Kind Links




Orthogonal




Bissflügel



Bissflügel Front



Bissflügel Rechts




Bissflügel Links




TMJ Lat



TMJ PA




Sinus Lat



Sinus PA

VistaPano S

Beispielaufnahme in der Diagnoseansicht



VistaPano S

Panoramamaufnahme Erwachsener



VistaPano

R

VistaPano S

Orthogonale Panoramamaufnahme




VistaPano

R

Die Aufnahme wird im rechten Winkel zum Kieferbogen erzeugt, dadurch werden überlappende Kronen vermieden. Aufnahme mit S-Pan und HD.



Kinderprogramm speziell reduzierte Dosis und reduziertes Strahlenfeld



Zum Schutz der Augen ist zusätzlich zur geringeren Strahlung auch das Strahlenfeld in Höhe und Breite reduziert. Dies führt bei Verwendung des Kinderprogramms zu einer Dosisreduzierung von ca. 56%. (Aufnahme mit Phantomschädel)

VistaPano S

Bissflügel links + rechts

VistaPano

R




VistaPano S

Implantate




VistaPano S

Zahnlos / Implantate




VistaPano S

TMG Lateral



Kiefergelenksaufnahme lateral, Mund geöffnet und geschlossen.





Standard OPG stark fehlpositioniert mit Spange, trotzdem sehr gute Bildqualität